



1. Una vez insertado el CD, se visualizará el nombre del paciente en la unidad de CD/DVD de su equipo.



2. Se debe ejecutar con doble clic para iniciar el aplicativo de visualización



- Una vez iniciado, marcar el cuadro de selección y posteriormente clic en el botón “ver”



Nota: en el caso en el que no se despliegue en pantalla el aplicativo, revisar la barra de tareas, es posible se encuentre minimizado.

- Se ejecutará el visualizador de imágenes, en el que podrá observar una a una las proyecciones tomadas, deberá desplazarse hacia abajo en cada recuadro para observar la secuencia de las imágenes, cuando aplique, de acuerdo al procedimiento realizado.

